

PALA®

Palatray® XL



Palatray® XL

La resina acrílica dental fotopolimerizable en placas.

Palatray® XL - La resina acrílica dental de ajuste preciso y uso universal. Es un composite monocomponente fotocurable, a prueba de torsiones, con gran estabilidad dimensional, en forma de placas anatómicamente premoldeadas y extra grandes.

Con Palatray® XL usted puede fabricar porta-impresiones a la medida de cada caso, de forma rápida, sencilla y económica. La toma de impresión de casos con implantes nunca había sido tan precisa.

Salud bucal en las mejores manos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Palatray® XL – La resina acrílica dental de ajuste preciso y uso universal

Palatray® XL es una resina fotopolimerizable en placas de 4mm de espesor, extra grandes y preformadas anatómicamente, con alta resistencia a la fractura. Palatray® XL es un material con amplio tiempo de trabajo, sólo hay que ajustar al modelo de yeso y polimerizar.

Indicaciones:



- Porta-impresiones funcionales e individuales
- Registros de oclusión
- Placas base
- Registro de postes
- Porta-impresiones y registros para implantes

Con Palatray® XL es realmente sencillo, tanto el técnico dental como el odontólogo pueden fabricar un porta-impresiones personalizado en minutos. El material se suministra en una caja de plástico opaco que lo protege de la luz.

Ventajas:

- Forma anatómica optimizada de las placas, extragrande
- Alta resistencia al desgarre y excelente estabilidad
- Alta resistencia a la rotura
- Tiempo de trabajo ampliado
- Agradable olor a durazno
- Caja de plástico opaca

La fotopolimerización ideal de Palatray® XL se realiza durante 3 minutos en el HiLite® Power, la unidad de polimerización para materiales fotopolimerizables.



Código:	Artículo:	Contenido:
64715806	Palatray® XL	50 Placas

Ref: KMX1737 - Palatray® es una marca registrada de Kulzer GmbH, todas las demás marcas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños. Publicidad dirigida exclusivamente a profesionistas del ramo odontológico.
Aviso Cofepris No requerido

Kulzer México S.A. de C.V.
Tel. (55) 5531-5549
Homero 527 int. 301-302
Polanco Reforma, Miguel Hidalgo
CP 11550, Ciudad de México

web: kulzer.mx
twitter: @kulzermexico
facebook: KulzerMexico
youtube: Kulzer Latinoamérica
contacto-hkxm@kulzer-dental.com